



## ClearKlens IPA Swipe

### Reinigungstuch auf Alkoholbasis

#### Produktbeschreibung

ClearKlens IPA Swipe ist ein gebrauchsfertiges Reinigungstuch für die Pharma- und Kosmetikindustrie. ClearKlens IPA Swipe wird für die Reinigung von Oberflächen, Geräten und Handschuhen verwendet.

#### Eigenschaften

- Die Tücher sind imprägniert mit einer Lösung aus 70% IPA (Volumen/Volumen) / und 30% WFI (Volumen/Volumen).
- ClearKlens IPA Swipe ist ein gebrauchsfertiges Produkt für die Reinigung von Oberflächen und Geräten, die im Betriebsablauf benötigt werden.

#### Vorteile

- Praktisch, da gebrauchsfertig
- Geringe Toxizität

#### Anwendungshinweise

ClearKlens IPA Swipe wurde für die Wischanwendung entwickelt. Nach Verwendung wird das Tuch entsorgt. Nicht zur Wiederverwendung geeignet.

#### Produktsicherheit und Lagerhinweise

Lagerung nur im verschlossenen Originalcontainer. Vor Sonnenlicht sowie Frost und Hitze schützen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sowie Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Nur für gewerbliche Anwender.

#### Materialverträglichkeit

Anwendungslösungen können bei Beachtung der Anwendungshinweise auf allen gängigen Werkstoffen der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt werden.

#### Konzentrationsbestimmung

Zu jeder Charge ist ein Analysezertifikat erhältlich, das auf [www.clearklens.com](http://www.clearklens.com) verfügbar ist.

